



Ref. 1463 R

## CARACTERISTICAS GENERALES

MICROCENTRIFUGA refrigerada (libre de CFC) para laboratorios de bioquímica, centros de investigación y cualquier otro tipo de laboratorio, especialmente diseñada para la determinación de proteínas, vitaminas, DNA, isótopos radioactivos y en general todos aquellos componentes sanguíneos que necesiten un alto factor Xg para su separación.

- Controlada por microprocesador que permite alta repetición de resultados.
- Detector de desequilibrio.
- Pantalla LCD que muestra los parámetros reales de programación, velocidad o fuerza centrífuga relativa (RCF), tiempo y control de temperatura. Programable en RPM o RCF indistintamente.
- Rampas de aceleración y desaceleración.
- Tecla para ciclos cortos.
- Visor en la tapa para comprobación R.p.m.
- Sistema de pre-enfriamiento que proporciona estabilidad en las muestras.
- Protección del compresor en caso de vertido de líquidos.
- Sistema de indicación de errores.
- Carcasa metálica, pintada al horno y cámara de centrifugación en acero oxidable.
- Seguridad en tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada.
- Apertura de tapa manual en caso fallo en la red e imposibilidad de poder abrir la tapa mientras el rotor no este totalmente parado.

Fabricada según las normas nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-101 y EN-61010-2-020 en seguridad, IVD y marcado CE.

Ref	Dimensiones AnxAIxF	Peso	Consumo W
<b>1463 R</b>	280x298x564mm.	35Kg	550
Capacidad	Max. R.p.m	Max. FCR	
79.2 ml.	300-14000	18188 xg.	
Libre mantenimiento	Reloj	Voltaje	Sin Escobillas
Si	1-99 min ∞	115/230v. 50/60Hz.	Si
Display	Identificación de rotores	Refrigeración	Rango temperatura
LCD	Si	Si	-20 + 40

Rotor		Información accesorios			
	24x1,5/2,2ml.	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.
	36x1,5/2,2ml			24 / 36	
	Angular 45 Max. 14000 R.p.m. Max. 18188 xg Hermetico y sellado	Reductores 0,2 ml.	Ø6,2mm	24 / 36	<b>4133</b>
		Reductores 0,4 ml.	Ø5,7mm	24 / 36	<b>4126</b>
		Reductores 0,5 ml.	Ø8mm	24 / 36	<b>4084</b>
Ref. 1463 R-1731/1732					
Rotor		Información accesorios			
	18x1,5/2,2ml	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.
	24x1,5/2,2ml			18 / 24	
	Filtro				
	Angular 45 Max. 14000 R.p.m. Max. 18188 xg Hermetico y sellado				
Ref. 1463 R-1738/1735					
Rotor		Información accesorios			
	36x0,5ml.	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.
				36	
	Angular 45 Max. 14000 R.p.m. Max. 17968 xg Hermetico y sellado	Reductores 0,2 ml.	Ø6,2mm	36	<b>4133</b>
	Ref. 1463 R-1733				
Rotor		Información accesorios			
	4x(8x0,2ml.) PCR	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.
	24x1,5/2,2ml			32/24	
	Angular 45 Oscilante Max. 14000 R.p.m. Max. 15339/15996 xg Hermetico y sellado				
Ref. 1463 R-1734/2730C					
Rotor		Información accesorios			
	24 capilares.	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.
	Ø1,4x75mm		Ø1,4x75mm	24	
	Horizontal Max. 13000 R.p.m. Max. 16900 xg Hermetico y sellado	Lector plano incluido			<b>6135</b>
		Lector circular			<b>6150</b>
	Ref. 1463-2480				