



Ref. 1463

CARACTERISTICAS GENERALES

Centrifuga pequeña de sobremesa y alta velocidad. Para micro tubos de 0,2ml. a 2,2ml. Especialmente diseñada para laboratorios de bioquímica para PCR, donde sea necesario un factor "Xg" elevado (hasta 18.188 Xg) pudiéndose dotar de rotores herméticos y sellados que permiten una alta seguridad biológica.

- Controlada por microprocesador, con motor sin escobillas. Libre de mantenimiento.
- Control digital de velocidad y de la fuerza centrífuga relativa Xg.
- Programa para ciclos cortos.
- Alta capacidad de repetición de resultados.
- Rampas de aceleración y desaceleración.
- Visualización en pantalla LCD de parámetros reales de r.p.m., FCR y tiempo.
- Ventilación forzada para evitar altas temperaturas en las muestras.
- Visor en la tapa para comprobación R.p.m.
- Seguridad en tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado.
- Sistema de desequilibrio.

Fabricadas según las normas internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-101 y EN-61010-2-020 en seguridad, IVD y marcado CE.

Ref	Dimensiones AnxAxXF	Peso	Consumo W
1463	355x270x435mm.	13 Kg	200
Capacidad	Max. R.p.m	Max. FCR	
52,8 ml.	300-14000	18188 xg.	
Libre mantenimiento	Reloj	Voltaje	Sin Escobillas
Si	1-99 min ∞	115/230v. 50/60Hz.	Si / Yes
Display	Identificacion de rotores	Refrigeracion	Rango temperatura
LCD	NO	NO	---

Rotor		Información accesorios				
	24x1,5/2,2ml.	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.	
	Angular 45 Max. 14000 R.p.m. Max. 18188 xg Hermetico y sellado	Reductores 0,2 ml.	Ø6,2mm	24	4133	
		Reductores 0,4 ml.	Ø5,7mm	24	4126	
		Reductores 0,5 ml.	Ø8mm	24	4084	
Ref. 1463-1731						
Rotor		Información accesorios				
	18x1,5/2,2ml	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.	
	Filtro			18		
	Angular 45 Max. 14000 R.p.m. Max. 18188 xg Hermetico y sellado					
Ref. 1463-1738						
Rotor		Información accesorios				
	36x0,5ml.	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.	
	Angular 45 Max. 14000 R.p.m. Max. 17968 xg Hermetico y sellado			36		
		Reductores 0,2 ml.	Ø6,2mm	36	4133	
Ref. 1463-1733						
Rotor		Información accesorios				
	4 x (8x0,2ml.)	Accesorios	Ø x Long	Tubos/Tub es	Ref.	
	Tiras PCR			32		
	Angular 45 Max. 14000 R.p.m. Max. 15339 xg Hermetico y sellado					
Ref. 1463-1734						
Rotor		Información accesorios				
	24 capilares.	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.	
	Ø1,4x75mm		Ø1,4x75mm	24		
	Horizontal Max. 13000 R.p.m. Max. 16900 xg	Lector plano incluido				6135
		Lector circular				6150
Ref. 1463-2480						