



**BUNSEN**

# Centrifuga TATTUS



Ref. 1480

## CARACTERISTICAS GENERALES.

Centrifuga pequeña para laboratorio. Su estructura y prestaciones garantizan un manejo sencillo y seguro. Especialmente diseñada para su uso en laboratorios médicos, bioquímicos, clínicas veterinarias y otros laboratorios donde no sea necesario procesar un número elevado de muestras y éstas deban ser separadas por la acción de la fuerza centrifuga con exactitud.

- Tamaño pequeño y sistema de control de fácil manejo.
- Selector de velocidad con dos velocidades.
- Visor en la tapa para comprobacion R.p.m.
- Optimización de la aceleración y de la desaceleración.
- Seguridad en tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura mientras el rotor no este totalmente parado.

Fabricadas según normativas nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-101 y EN-61010-2-020 en seguridad, IVD y marcado CE.

Centrifugas

Ref	Dimensiones	Peso	Consumo W
1480	220x180x270mm.	5Kg	60
Capacidad	Max. R.p.m	Max. RCF	
90 ml.	3500 / 5800	1137 / 3120 xg.	
Libre mantenimiento	Reloj	Voltaje	Sin Escobillas
No	1-30 min ∞	115 / 230v. 50/60Hz.	No / No
Display	Identificacion de rotores	Refrigeracion	Rango temperatura
Digital	NO	NO	---

Rotor		Información accesorios			
 Ref. 1480-1144C	4x10/15ml.	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.
	Ø17x100/110mm				
	Angular 30° Max. 3500/5800 R.p.m. Max. 1137/3120 xg	Reductores 5ml.	Ø13x75mm.	4	<b>4088</b>
		Reductores 7ml.	Ø13x100mm	4	<b>4082</b>

Rotor		Información accesorios			
 Ref. 1480-1101C	6x10/15ml.	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.
	Ø17x100/110mm				
	Angular 30° Max. 3500/5800 R.p.m. Max. 1137/3120 xg	Reductores 5ml.	Ø13x75mm.	6	<b>4088</b>
		Reductores 7ml.	Ø13x100mm	6	<b>4082</b>

Rotor		Información accesorios			
 Ref. 1480-1145C	8x10ml.	Accesorios	Ø x Long	Tubos	Ref.
	Ø17x100/110mm				
	Angular 30° Max. 3500/5800 R.p.m. Max. 1137/3120 xg	Reductores 5ml.	Ø13x75mm.	8	<b>4088</b>
		Reductores 7ml.	Ø13x100mm	8	<b>4082</b>