



BUNSEN

Baño para cata de aceites

Ref. 1625-4



Ref. 1625-6



Baños

CARACTERISTICAS GENERALES

Baño para la cata de aceites comestibles para 4 plazas con las siguientes características:

- Carcasa de acero inoxidable AISI 304.
- Bloque de aluminio fijo (no extraíble) de 160x160x45 mm
- Calentamiento mediante resistencia plana que ocupa toda la superficie del bloque.
- Control de la temperatura mediante termostato digital, desde ambiente +5°C, hasta 30°C, y equipado con termostato limitador de seguridad.
- Lectura de la temperatura mediante display 3 dígitos con resolución de 0,1°C.
- Alojamiento diseñado específicamente para alojar las copas de cata diseñadas según COI (Consejo Oleícola Internacional).

Fabricado bajo directivas CE.

Ref.	Temp. máx	Consumo	Dimensiones del bloque an x f	Dimensiones exteriores an x al x f
1625-4	30°C	75 W	150 x 150	185 x 80 x 230mm.
1625-6	30°C	125 W	150 x 230	185 x 80 x 315mm.