



BUNSEN

Baño para cata de aceites



Ref. 1625

Baños

CARACTERISTICAS GENERALES

- Construcción metálica de doble cuerpo, exterior pintado en epoxi con tratamiento antioxidante y cubeta interior de acero inoxidable 18/10.
- Calentamiento mediante resistencia blindada en acero inoxidable AISI 316.
- Control de la temperatura mediante termostato digital con las siguientes características:
 - El tipo de sonda es PTC con una precisión de $\pm 2\%$.
 - Equipado con termostato de seguridad para casos de sobre temperatura, situado en la parte posterior del equipo, según DIN 12877 clase 2
- Bloque de aluminio con nueve cavidades, especialmente diseñado para la cata de aceites comestibles según norma CEE Nº. L.248/67.
- Se suministra con soporte de acero inoxidable AISI 304 para sujeción del bloque en el baño.

Fabricado bajo directivas CE.

Ref.	Temp. máx	Consumo	Dimensiones del bloque an x al x f	Dimensiones exteriores an x al x f
1625	100°C	1200 W	45 x 240 x 240mm.	390 x 150 x 440mm.