



www.bunsen.es



INCUBADORA DE DBO

Ref. 7140

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Aplicaciones: Determinación DBO, investigación microbiológica, industrias alimenticias.
 - * Bajo consumo de energía.
- * Pantalla LED iluminada con indicador de valores reales/ nominales.
 - * Enchufes instalados en el interior.
 - * Puerta de vidrio.
- * 3 parrillas extraíbles + 1 parrilla de suelo + 4 enchufes.

Especificaciones:	
Rango de temperatura	2 °C a 40 °C
Regulación continua en pasos	0.1 °C
Iluminación:	Tubo fluorescente
Volumen interior:	140 l



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

