



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# APARATO PARA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO

Ref. 7600

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

\* Principio: Respirométrico;  
libre de mercurio, sensor electrónico de presión.

| Especificaciones:                         |   |
|---|---|
| Campos medición [mg/l O <sub>2</sub> ]:   | 0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 - 4000 mg/l. |
| Visualización de resultados:              | 128 x 240 píxeles, 45 x 84 mm, retroiluminación encendida.          |
| Tiempo de medición:                       | Elección de entrada entre 1 y 28 días.                              |
| Memorización automática del valor medido: | 672 valores de medición por sensor.                                 |
| Intervalo de memorización:                | Cada hora (1 día); Cada 2 horas (2 días); Diariamente (3-28 días).  |

| Especificaciones:    |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Auto inicio:         | Una vez temperada las pruebas. |
| Interface:           | Puerto USB, tarjeta SD.        |
| Reloj en tiempo real | •                              |
| Tipo de protección:  | IP54 (cabezal sensor)          |

| Se suministra: |   |
|----------------|---|
| 6              | Sensores y unidad de mando              |
| 1              | Fuente de alimentación con cable        |
| 1              | Cable USB                               |
| 1              | Mando a distancia                       |
| 1              | Sistema de agitador magnético inductivo |
| 6              | Frascos de muestra                      |
| 6              | Estuches                                |
| 6              | Varillas agitadoras                     |
| 1              | Matraz aforado de rebose, 157 ml        |
| 1              | Matraz aforado de rebose, 428 ml        |
| 1              | Manual de instrucciones                 |



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
 Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

