



www.bunsen.es



REGISTRADOR DE DATOS

Ref. 7M02

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Registrador de datos
- * Dispositivo independiente que funciona sin conexión a PC
- * Portátil, ligero, identifica automáticamente el sensor
- * Menú en pantalla LCD que se compone de interface de usuario gráfica e iconos de estilo
- * Lenguaje en español

Especificaciones:	
Dimensiones de 160mm×90mm×25mm	
Pantalla gráfica de 128 x 64	
Manejo de datos:	colección de 50000 datos y almacenamiento de 16 experimentos
Batería recargable de polímero de litio (1250 mAh)	
Entrada de sensores:	3 canales usando simultáneamente

Especificaciones:	
Tiempo de muestreo:	Modo en tiempo real de 0.05 segundos/3 canales, 0.005 segundos/ 1 canal Modo independiente de 0.0001 segundo/ 1 canal
Resolución:	12 bit A/D
Un puerto digital de entrada/ salida, salida:	PWM, senoidal, cuadrada, triangular, onda diente de sierra
Puerto de comunicación:	USB y serial



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
 Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

