



www.bunsen.es



LASER HE NE VERDE

Ref. 9805

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * La Estructuras de 543 nm en polarización lineal o aleatoria.
- * La longitud de onda de 543 nm es altamente visible (cerca del pico de visión fotópica), por lo que es ideal para aplicaciones de alineación.
- * Los láseres He Ne verde también se utilizan en muchas aplicaciones biofotónicas.
 - * Derivacion del haz después de 20 minutos de calentamiento

Parámetro	Valor
Potencia	2,0 mW.
Potencia de longitud de onda	543 nm de 2 mW
Salida polarizada o aleatoriamente polarizada	Si
Rendimiento y calidad optimizados del espejo de cavidad	Si
Sistema de montaje	Si
Cumple con CE	Si



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

