



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# MANIQUÍ DE BRAZO PARA INYECCIÓN Y VENOPUNCIÓN AVANZADA

Ref. 7434

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* En este modelo de brazo puede ser demostrado lo siguiente:
  - \* Flebotomía venosa en codo- antebrazo.
  - \* Inyección intravenosa en antebrazo.
  - \* Transfusión sanguínea venosa en codo- antebrazo
  - \* Transfusión de líquido vía venosa en codo- antebrazo.
- \* Inyección muscular en deltoide del lado superior del miembro.
  - \* Dimensiones 75x20x29 cm peso 8 kg.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

