




www.bunsen.es



MANIQUÍ SIMULADOR AVANZADO LIGERO

Ref. 7401

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Modelo desarrollado para entrenamiento en enfermería, usado para primeros auxilios, recate de emergencia y entrenamiento en enfermería convencional.
- * El modelo está fabricado en lo posible de acuerdo a la posición y actividad normal del cuerpo humano. Equipado con órganos sexuales masculinos y femeninos intercambiables.
 - * Brazo, muslos y nalgas con almohadillas de inyección para entrenamiento.
 - * Equipado con órganos internos.
 - * Características:
- * Cabeza para enfermería: Lavado de rostro, gotas en ojo, gotas en oído y cuidado dental.
- * Enfermería Holística: Baño de esponja en cama, baño de esponja sentado, vestimenta, Terapia de frío o calor.
 - * Inhalación de oxígeno.
 - * Alimentación nasal (Nasogástrica).
 - * Lavado gástrico.
 - * Cuidados de traqueotomía.

- * Estudio de la estructura anatómica de órganos vitales de pecho.
- * Entrenamiento de inyección en brazo intravenosa, transfusión.
 - * Inyección deltoide.
 - * Inyección intramuscular.
 - * Cateterización femenina masculina.
 - * Enema.
 - * Estoma transrenal percutáneo.
- * Estudio de la estructura anatómica de órganos vitales de la cavidad abdominal.
 - * Transfusiones sanguíneas, toma de sangre.
- * Brazo entrenador de presión sanguínea, con medidor de presión sanguínea y estetoscopio.
 - * Paquete en cartón 99x42x54 cm 19 kg



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

