



www.bunsen.es



SONDA DE CORRIENTE

Ref. 7010

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Rango: CD -1.2A a +1.2A.
- * Resolución: 0.6 mA.
- * Propiedades del circuito: Sensor separado y aislado de tierra.
 - * Consumo de potencia: 5W (0.01 Ω).



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

