



www.bunsen.es



VINCULADOR INALÁMBRICO

Ref. 70-BLU01

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Interface Universal, Software de licencia gratuita, para mediciones múltiples en física, química y biología
 - * Puerto de entrada de sensores: 4 Canales
 - * Conexiones: Inalámbrica (2.4 GHz) / USB 2.0
- * Tasa de muestreo: 10 kHz/ 1 canal, Resolución: 12 bit
 - * Batería: Polímero de litio
 - * Se carga por el puerto USB



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

