



www.bunsen.es

AUTOCLAVES



AUTOCLAVE 12L.

Ref. 5026

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Autoclave de sobremesa con 12 ciclos de esterilización pre-programados; control por microprocesador. Cámara de acero inoxidable. Cierre electrónico.
- * Sistema de esterilización por vacío. Generador de vapor independiente.
- * Visualización de parámetros y ciclos de esterilización mediante display LCD.
- * Depósito de agua abierto; facilita el llenado de agua y su limpieza.
- * Salida de datos por puerto USB; permite exportar, mediante una memoria USB a un PC, los parámetros correspondientes al ciclo de esterilización. Memoria interna; capacidad de almacenar hasta 20 ciclos. Impresora interna.
- * Seguridad:
 - * Bloqueo de la puerta; el ciclo no se inicia si la puerta no está bien cerrada; además impide su apertura durante el ciclo de esterilización.
 - * Válvula de seguridad; evita superar la presión máxima.
 - * Termostato de seguridad que evita el sobre calentamiento en la cámara.
 - * Protección eléctrica; mediante interruptor magneto-térmico, para proteger al equipo en caso de sobrecarga o cortocircuito.
- * Señalización:
 - * Errores; indica el código de error que se produce.
 - * Puerta; indica si la puerta está abierta o cerrada.



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es



- * Nivel de agua; indica cuando el depósito de agua limpia está vacío o demasiado lleno. En el caso de la falta de agua, también aparece una señal sonora.
- * Depósito de agua usada; indica cuando este depósito está lleno.

*** Equipamiento:**

- * Junta de recambio para la puerta.
- * Llave de ajuste de la puerta.
- * Manguera de desagüe.
- * Filtro de agua.
- * Soporte bandeja de instrumentos.
- * Bandejas instrumentos.
- * Pinza extractora bandejas.
- * Memoria USB.

Fabricada según normativas nacionales e internacionales EN13060 de presión, EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

| Ref | Capacidad | Dimensiones cámara | Dimensiones exteriores An x Al x F | Peso (Kg) | Potencia |
|-------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| 5026 | 12L. | Ø 200 x 360mm. | 420 x 370 x 595mm. | 40 | 2000W. |

| Programa | Temperatura (°C) | Presión (Mpa) | Tiempo esterilización (min) | Tiempo total (min) |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Sólidos | 134 | 210 | 4 | 15-25 |
| | 121 | 110 | 20 | 25-40 |
| Líquidos | 134 | 210 | 10 | 25-50 |
| | 121 | 110 | 30 | 30-55 |
| Envuelto | 134 | 210 | 10 | 20-45 |
| | 121 | 110 | 30 | 30-50 |
| Textiles | 134 | 210 | 10 | 20-45 |
| | 121 | 110 | 30 | 30-50 |
| PRION | 134 | 210 | 18 | 30-50 |
| Secado | --- | --- | --- | 1-20 |
| B&D TEST | 134 | 210 | 3.5 | 22-35 |
| HELIX TEST | 134 | 210 | 3.5 | 22-35 |
| VACUUM TEST | --- | --- | --- | 15-20 |

El programa de "Secado" es opcional, si elige éste programa será superpuesto en el lugar del programa de "Textiles".



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

