



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

## Baños de Arena



## BAÑOS DE ARENA.

Ref. 1560/1561

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipos diseñados para realizar, en seco, ensayos a altas temperaturas.

- \* Superficie Inox. AISI316.
- \* Elementos calefactores distribuidos en toda la placa, lo que proporciona una buena homogeneidad de la temperatura.
- \* Cubeta del baño construida en acero inoxidable AISI 304, de fácil colocación, permitiendo el uso del baño como placa calefactora en ausencia de la cubeta.
- \* Mueble metálico pintado en epoxi.
- \* Excelente aislamiento térmico que elimina la transmisión de calor al mueble donde se encuentran los elementos de control.
- \* Sistema de seguridad TERM-OFF. que limita la temperatura máxima del equipo, prolongando así la vida útil del mismo.
- \* Temperatura máxima sobre la superficie de la placa: 400° C.
- \* Regulación electrónica de la tensión mediante impulsos de energía.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



Ref	Medidas útiles An x Al x F (mm)	Medidas exteriores An x Al x F (mm)	Consumo (W)
1560	200 x 60 x 400	190 x 220 x 480	2000
1561	250 x 60 x 500	190 x 280 x 580	3000

Ref	Accesorios
1735	Programador digital
1521	Toma para termómetro de contacto



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

