



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

## Baño para Educación



# BAÑO PARA EDUCACIÓN

Ref. 1618

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Baño termostático diseñado especialmente para realizar prácticas en centros de educación.
  - \* Potencia 1000w.
  - \* Caja de control metálica pintada en epoxi.
  - \* Cubeta transparente de policarbonato de 5L de capacidad.
  - \* Calentamiento mediante resistencia blindada en acero inoxidable AISI 304.
- \* Sistema de regulación de temperatura mediante termostato digital. Resolución 0.1°C
  - \* Sistema de homogeneización del agua mediante bomba de aire, (opcional).
- \* Con termostato de seguridad regulable con rearme manual para casos de sobre temperatura según DIN 12877 clase 2.
- \* Gradilla de acero inoxidable para 24 tubos de hasta 20mm de Ø.

Fabricado según directivas CE.

Más baños



Other baths

Ref	Potencia	Medidas útiles An x AL x F	Medidas exteriores An x AL x F	Temp. Máx	Precisión °C
1618	1000W.	120 x 150 x 220mm.	176 x 210 x 325mm.	90°C	±0.5%



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

