



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

AGITADORES



## AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE

Ref. 1150

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Diseñado para una agitación continua y suave de bolsas de sangre.
- \* Consta de un cestillo de acero inoxidable con 36 departamentos. Indicado para bancos de sangre que permite, dado su constante movimiento, impedir que la sangre se coagule, permitiendo una uniformidad en las muestras contenidas en las bolsas.
- \* Mueble inyectado pintado en epoxi, con gran estabilidad.
- \* Capacidad de agitación: 36 bolsas de 500 ml.

Fabricado según directivas CE.



Ref	Velocidad de agitación	Potencia (W)	Dimensiones AnxAlxF (mm)	Peso (Kg)
1150	8 Rpm	40	700 x 250 x 300	6



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

