



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

DESTILADORES



## DESTILADOR 4L.

Ref. DA1040

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Diseñado para la producción de agua destilada a partir del suministro. Fácil limpieza y sistemas de seguridad.
- \* Interior fabricado en acero inoxidable. Carcasa exterior metálica pintada en epoxi.
  - \* Sellado mediante junta de silicona.
  - \* Sistema de seguridad en control de temperatura mediante termostato hidráulico.
- \* Sensor de nivel de líquidos, con funcionamiento automático, permitiendo la parada del ciclo en caso de falta de agua.
- \* Conexión de entrada de agua adaptable al tubo de entrada y conector de salida adaptable a un recipiente.
- \* El destilador es fácil de limpiar con sólo retirar la parte superior del destilador (condensador). Controlando el flujo de agua de refrigeración puede ahorrar una gran cantidad de ella.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones An x Al x F (mm)	Peso	Consumo (W)	Agua de refrigeración
DA1040	4 L/h	250 x 540 x 220	12 Kg.	3000	30



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

