



www.bunsen.es

ESTUFAS DE SECADO



ESTUFA DE AIRE FORZADO

Ref. 8308

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- * Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
- * Protección contra sobret temperatura clase 2.0 según DIN 12880.
- * Puerto USB y LAN. Resolución 0.1°C.
- * Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
 - * Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
 - * Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
 - * Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
 - * Función de retardo de inicio.
 - * Visualización de los parámetros durante el proceso.
 - * Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
 - * Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
 - * Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
 - * Función de auto-diagnóstico.
 - * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
 - * Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254











info@bunsen.es - www.bunsen.es



- * Control de velocidad del ventilador para 0...100%; 10...100%.
- * Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
- * Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
- * Control automático de la válvula de aire.
- * Bandejas de alambre incluidas 1, posibilidad de colocar 3. Carga 10 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

| Ref. | Capacidad | Dimensiones An x Al x F | M. útiles An x Al x F | Peso | Temperatura | Pot. Nom (W) |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------|-------------|--------------|
| 8308 | 32L. | 590 x 630 x 520mm. | 400 x 320 x 250mm. | 35 Kg. | Hasta 300°C | 1200 |

| Ref | Accesorios | |
|----------------|---|--|
| 8300-01 |  | Puerta con ventana |
| 8300-02 |  | Bandeja rejilla |
| 8300-03 |  | Bandeja Perforada |
| 8300-04 |  | Bandeja rejilla reforzada |
| 8300-05 |  | Carriles reforzados |
| 8300-06 |  | Contador de puerta abierta |
| 8300-08 |  | Base con ruedas (según modelos) |
| 8300-09 |  | Filtro EPA |
| 8300-10 |  | Ruedas diferentes tipos |
| 8300-11 |  | Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo |



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

