



www.bunsen.es

INCUBADORES REFRIGERADOS



INCUBADOR REFRIGERADO 240L.

Ref. 8203

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- * Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
- * Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
 - * Mismas funciones que modelo no refrigerado.
 - * Temperatura de trabajo desde 0 a 70°C. (Opcional de -10 a 100°C).
- * Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
- * Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
 - * Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
 - * Función de auto-verificación (auto control).
- * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
 - * Bandejas incluidas 3 de 10. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.



Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom.
8203	240L.	820 x 1430 x 780mm.	600 x 800 x 510mm.	140 Kg.	0°C / 70°C	900W.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

