




www.bunsen.es

INCUBADORES REFRIGERADOS Plus



INCUBADOR REFRIGERADO 424L. Ref. 8213Plus

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- * Pantalla táctil grande (7"), en color. Resolución 0.1°C
- * Puerta doble (con ventana Opcional). Excelente aislamiento térmico.
 - * Mismas funciones que modelo no refrigerado.
- * Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
 - * Conexión ethernet y control remoto vía internet.
- * Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
- * Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
- * Parámetros de operación ajustables (desde 1 min hasta 999:59 h).
 - * Función de auto-verificación (auto control).
- * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura y de alimentación.
 - * Bandejas incluidas 3 de 14. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.



Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nominal
8213P	424L.	1040 x 1680 x 780mm.	800 x 1040 x 510mm.	185 Kg.	0°C / 100°C	1300W.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

