



www.bunsen.es

BAJA VELOCIDAD



CENTRIFUGA KOCH PLUS

Ref. 1460

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Motor libre de mantenimiento.
- * Controlada por microprocesador con gran pantalla LCD que permite visualizar los parámetro de velocidad, tiempo, y FCR.
- * Dos modos de pantalla, simplificada o estándar con hasta 10 idiomas de menú.
 - * Programable tanto en Rpm como en FCR.
- * 100 programas de usuario y 10 rampas programables de aceleración y desaceleración.
 - * Ajuste manual del radio de giro con corrección de FCR.
- * Programación de puesta en marcha desde pulsación "Play" o desde alcance de velocidad programada. Contador ascendente o descendente.
 - * Posibilidad de cambiar algunos parámetros durante el centrifugado.
- * Seguridad en la tapa que no permite la puesta en funcionamiento cuando esta abierta o mal cerrada ni su apertura hasta que el rotor no esta totalmente parado. Con apertura automática.
 - * Alarmas visuales y audibles.
 - * Identificación automática de rotor.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es



- * Bloqueo de funciones mediante contraseña.
- * Tiempo: 1" ÷ 99h 59min 59s, ∞. Pasos de 1".
- * Apertura de tapa manual en caso fallo en la red.

Fabricada según normativas, nacionales e internacionales EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.







Ref	Dimensiones An x Al x F (mm)	Peso	Consumo	Capac. Max.	Velocidad Máx	FCR Máx.
1460	367 x 300 x 455	21 Kg.	190W.	500 ml.	90 : 6000 Rpm	4830 (xg)
Reloj	Voltaje	Display	ID Rotores	Refrigeración	Rango de temperatura	
1s ÷ 99h 59min 59s, ∞	115v 50/60Hz/230v 50/60Hz	LCD	si	No	-----	

Ref	Accesorios	
1460-1741C		Angular de 8 x 15 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4226 xg / 30°
1460-1740C		Angular 12 x 15 ml. / Max: 5500 Rpm. / FCR Max: 4058 xg / 30°
1460-1745C		Angular 24 x 15 ml. / Max: 5000 Rpm. / FCR Max: 3354 xg / 30°
1460-1501C		Angular 30 x 15 ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 3011 xg / 30°
1460-1742C		Angular 4 x 25/30 ml. / Max: 6000 Rpm. / FCR Max: 4830 xg / 45°
1460-1743C		Angular 12 x 25/30 ml. / Max: 5500 Rpm. / RCF Max: 4058 xg / 30°.
1460-1744C		Angular 10 x 50ml. / Max: 4500 Rpm. / FCR Max: 2830 xg / 30°



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
 Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es



Ref	Accesorios	
1460-2200		Oscilante de 4 x 100 mL / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2486 xg.
1460-2200C		Oscilante de 4 x 100 mL / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2486 xg. Seguridad Biológica.
1460-2193C		Oscilante 8 x 15 mL Falcon / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2504 xg.
1460-2232		Oscilante 4 x 70 mL / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2307 xg.
1460-2485		Oscilante 20 x 5 mL / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2468 xg.
1460-2232C		Oscilante 48 x 5 mL / Max: 4000 Rpm. / FCR Max: 2307 xg.

Más centrifugas



Other centrifuges



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

