



www.bunsen.es

Calefacción



MANTA CALEFACTORA ANALOGICA

Ref. 1702

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Regulador electrónico de potencia.
- * Testigos luminosos de funcionamiento.
- * Carcasa en ABS.
- * Excelente aislamiento térmico con fibrocerámica.

Fabricado según directivas CE.



Ref	Capacidad	Dimensiones Ø x Al	Medidas útiles Ø x Al	Temp. máxima	Potencia (W)
1702	500mL.	Ø230 x 155mm.	Ø115 x 70mm.	380°C	230



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

